



COMO UTILIZAR O REMOTE CARE

WIDEX REMOTE CARE™



AJUSTES NO SEU APARELHO **SEM** **SAIR DE CASA**

O ferramenta Widex Remote Care permite que você converse com seu fonoaudiólogo através de uma chamada de vídeo e receba os novos ajustes feitos no software de programação. E o melhor: é possível realizar uma triagem para avaliar o funcionamento do circuito de seus aparelhos, sem sair de casa!

COMO APROVEITAR AO MÁXIMO SUA CONSULTA

Ter os ajustes a distância pode parecer uma experiência diferente das consultas presenciais. Por isso, damos algumas dicas de como se preparar para a chamada de vídeo!

- Verifique se os seus aparelhos auditivos, celular e remote link estão com a bateria cheia.
- Encontre um lugar calmo e confortável para fazer a chamada
- Segure o celular com firmeza durante a chamada. Se possível, utilize um suporte para deixar seu celular parado!
- Mantenha a câmera focando no seu rosto, para que o seu fonoaudiólogo te veja
- Fique sempre focado na consulta. Evite outras chamadas, ou conversas com outras pessoas

Caso seu fonoaudiólogo não esteja olhando diretamente para você durante a consulta, o motivo mais provável é que ele esteja fazendo anotações para registrar as suas preferências!



COMO PAREAR O REMOTE LINK COM SEU SMARTPHONE ANDROID

Seu fonoaudiólogo ajustará o REMOTE LINK com o seu perfil, mas o acessório também precisará ser conectado ao seu smartphone

GUIA PARA SMARTPHONES ANDROID

- Baixe o WIDEX REMOTE CARE na loja Google Play
- Siga o passo a passo* (figuras 1-7)
- Quando o processo estiver completo, você verá a tela de boas vindas (figura 8) e poderá iniciar a consulta no horário agendado.

*Algumas etapas extras podem aparecer dependendo do modelo do seu smartphone. Por exemplo, aceitar que o aplicativo utilize a câmera e microfone do celular. Nestes caso, basta confirmar.




Figura 1



Figura 2




Figura 3




Figura 4



Figura 5




Figura 6




Figura 7




Figura 8

COMO PAREAR O REMOTE LINK COM SEU SMARTPHONE IPHONE

Seu fonoaudiólogo ajustará o REMOTE LINK com o seu perfil, mas o acessório também precisará ser conectado ao seu smartphone

GUIA PARA SMARTPHONES IPHONE

- Baixe o WIDEX REMOTE CARE na loja App Store
- Siga o passo a passo* (figures 1-6)
- Quando o processo estiver completo, você verá a tela de boas vindas (figura 7) e poderá iniciar a consulta no horário agendado.

*Algumas etapas extras podem aparecer dependendo do modelo do seu smartphone. Por exemplo, aceitar que o aplicativo utilize a câmera e microfone do celular. Nestes caso, basta confirmar.




Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4




Figura 5




Figura 6




Figura 7





COMO **INICIAR** A CONSULTA VIA **REMOTE CARE**

- Abra o aplicativo REMOTE CARE
- Ligue o REMOTE LINK pressionando o botão power por 2 segundos. Assim que a consulta for iniciada, seu fonoaudiólogo estará pronto para se conectar com seus aparelhos auditivos.
- Pressione “Se juntar a reunião” no aplicativo e aguarde seu fonoaudiólogo entrar na consulta.

Agora você está pronto para ter ajustes à distância com o Remote Care

Quando a consulta estiver próxima ao fim, deixe seu fonoaudiólogo finalizar a chamada para verificar se todas as alterações foram feitas e salvas com sucesso.

Assim que a chamada for finalizada, você pode fechar o aplicativo e aproveitar os ajustes personalizados para melhorar sua audição!



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C068122



5 706069 834741

Widex and WIDEX REMOTE CARE are trademarks of Widex A/S.



Widex A/S, Nymoellevæg 6, DK-3540 Lyngø

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android is a trademark of Google Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

